

# TravelPlus

## 20 MINUTEN ANWENDUNG

WER AUF SEINE ENERGIEKUR MIT AIRNERGY AUCH UNTERWEGS NICHT MEHR VERZICHTEN WILL, KANN DAMIT JETZT JEDERZEIT UND ÜBERALL NEUE ENERGIE TANKEN.

Das AIRNERGY Travel Plus verfügt über 4 AIRNERGY Aktivierungseinheiten, Akkubetrieb und Farblichttherapie (blau). Die empfohlene Dauer je Anwendung ist 20 Minuten.

### AUSSTATTUNG

4 AIRNERGY Katalysatoren  
Integrierte Farblichttherapie (blau)  
3 Leistungsstufen (50%, 75%, 100%)  
LCD Display  
5-sprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, ES)  
Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik  
Individuelle Programmierung der Anwendungszeit  
Automatischer Selbsttest  
Zuschaltbares akustisches Signal  
LED-Leuchtband (Akku-Kontrolle)  
Geräteauptschalter  
**Optional: Aroma-Therapie**

### TECHNISCHE DATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Spannungsversorgung  | 100-240 V                                   |
| Geräte-Akku          | eingebauter Lithium-Polymer-Akku<br>3s/5800 |
| Leistung Geräte-Akku | ca. 210 Minuten                             |
| Stromverbrauch       | 11,7 Volt, max. 5.800 mA                    |
| Luftdurchlass        | ca. 4 Liter pro Min.                        |
| Maße (mm) Koffer     | 386 x 245 x 240 (B x H x T)                 |
| Maße (mm) Ladegerät  | 80 x 160 x 60 (B x H x T)                   |
| Ladegerät            | charge end voltage: 12,6 V                  |
| Koffer-Gewicht       | ca. 5,25 kg                                 |

### INFORMATIONEN

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>WARTUNG</b>  | Nach 2.000 Betriebsstunden<br>(ca. 6.000 Anwendungen) |
| <b>GARANTIE</b> | 2 Jahre<br>(Keine Garantie auf den Akku)              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>LIEFERUMFANG</b> | 1 Ladegerät, 20 Atembrillen,<br>1 Glasflasche inkl. Sprudelelement,<br>2 Luftfilter, 1 Atembrillentasche,<br>1 Gebrauchsanweisung |
|---------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>LIEFERZUBEHÖR</b> | Aromaflasche,<br>Aromaflaschenhalterung |
|----------------------|---|

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>ARTIKEL</b> | 2090055 |
|----------------|---------|

